

MAGIC - HIFU aż do 6 w 1

Jeszcze nigdy HIFU nie było tak wszechstronne



Wyjątkowy i nowatorski zestaw 5 HIFU i RF frakcyjnego i mikroigłowego w jednym urządzeniu do twarzy i ciała. Pełny zakres zabiegów liftingujących, odmładzających, modelujących i odchudzających. Możliwość doboru urządzenia z własną kombinacją głowic i zabiegów. Bardzo szybkie zabiegi i obniżony koszt eksploatacji.



6 typów kartridżów: liposonic, 1-liniowe, 4D 12-liniowe, punktowe, ginekologiczne, mikroigłowe (inwazyjne i matrix).

New Styles



Package Size: 55*43*62CM

Body Slimming
Face lifting
Vaginal Tightening



Microneedle RF Fractional



HIFU Vaginal Tightening



4D HIFU



Body Slimming



Vmax



HOT SELL NEW STYLES



(5000/10000 shots)
Vaginal cartridges:



(62000 shots)
Vmax cartridges:



(5000/10000 shots)
Single row HIFU cartridges:



(10000shots)
4D cartridges:



(500shots)
Liposonix cartridges:





MIEJSCA ZABIEGOWE



Specyfikacje systemu



Opis	HIFU, RF Mikroigłowa i Frakcyjna
Napięcie	110 V, 230 V / 50-60 Hz
Moc	200W
Kartridże liposonic (Body Slimming) Kartridże punktowe V-Max	Liposonic: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 mm V-max: 1,5 / 3 / 4,5 / 8 / 13 mm
Kartridże 1-liniowe Kartridże 4D	1-liniowe: 1,5 / 3 / 4,5 / 8 / 13 mm; 4D 12-liniowe: 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 13 / 16 mm.
Ilość impulsów	10 000 1-liniowe i 4D; 62 000 punktowe; liposonix: 525
Energia	0.1J-2.0J (regulowana: co 0,1J)
Dystans między punktami	1-5mm (regulowana: 0,1 mm / krok)
Długość skanowania	5.0-25mm (regulowana: 1,0mm / krok)
Częstotliwość	4MHz, 7MHz, 10Mhz
Waga	11 kg netto
Częstotliwość kart. punktowego	1-8 Hz





Ustawienia parametrów

- Szerokość (mm): całkowita szerokość strefy obróbki, 1-11mm (regulowana: co 1 mm)
- Długość (mm): całkowita długość strefy obróbki, 5-25mm (regulowana: co 1 mm)
- Skok (mm) ost p od linii poziomej, 1-5mm (regulowana: co 0,1 mm)
- Prześwit (mm): Odstęp między pionowymi liniami, 1-5mm (regulowana: co 0,1 mm)
- Moc (mm): 0.1-2.0J (regulowana: co 0.1J)
- Głębokość: zależy od wybranego kartridża
- 2 tryby prędkości: szybki i powolny.



Głowice 4D 12-liniowe
Dwunastokrotna oszczędność:
1 błysk - 12 linii






Opcjonalny
kartrydż
dopochwowy






Głowica punktowa






4D HIFU



Other HIFU







12 Lines After one press Only 1 Line After one press





VS



Dot test chart of liposonic



Operation interface of liposonic



Główce 1-liniowe do twarzy
oraz 12-liniowe do twarzy i
ciała



Walizka

